

## PREENCHEDOR E ESTIMULADOR DE COLÁGENO

---

1

### HIGIENIZAR

Aplicar **Gel de Limpeza Purificante**. Remover completamente com algodão umedecido.

**DICA:** Aplicar Led Âmbar.

2

### ESFOLIAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E ENZIMÁTICA

Aplicar **Sabonete Glico Ativo** em toda face, em seguida aplicar **Peeling Tri-Ativo**, realizando movimentos circulares suaves por pelo menos 1 minuto. Em caso de peles espessas deixar agir mais 1 minuto. Remover completamente com algodão umedecido em água.

**DICA:** Aplicar Led Vermelho e Infravermelho.

3

### NUTRIÇÃO

Aplicar **Hyalucrem GF** em toda a face, massagear até completa absorção. Não remover.

4

### PREENCHIMENTO E ESTÍMULO COLÁGENO

Aplicar sequencialmente 4 a 6 gotas de **Hyaluserum GF**, esperar secar e em seguida aplicar 4 a 6 gotas de **Urban Expert Vitamina C**. Não remover.

5

### MASSAGEM DE ESTÍMULO AO COLÁGENO

Aplicar 3 pumps de **Retinol Activ**. Massagear com movimentos firmes e ascendentes em toda face, pescoço e colo. Usar as ventosas faciais Adcos com leve sucção fazendo movimentos ascendentes. Não remover.

6

### FINALIZAR

Aplicar **Filtro Solar Adcos**.