

› PROTOCOLOS EXCLUSIVOS ADCOS

ABSOLUTE C – SISTEMA INTELIGENTE RENOVADOR E ILUMINADOR

1

ESFOLIAÇÃO QUÍMICA ANTIOXIDANTE

Com a pele previamente higienizada, aplique **Sabonete Glico-Ativo**. Deixe agir por 3 minutos. Esfoliar levemente com gaze. Remova com auxílio de algodão umedecido em água.

DICA: Utilize Led Azul em toda face para hidratação pré-peeling, com movimentos de varredura. De acordo a orientação do fabricante.

2

PEELING ANTIGLICANTE

Aplique **Peeling Mandélico Renovador** deixe agir por 20 minutos e remova com auxílio de algodão umedecido em água.

3

DETOX E ANTIGLICANTE

Borrife **Bruma Hidratante** diretamente sobre a face e espere absorver. Não remova.

DICA: Utilize Laser Infravermelho para aumentar a absorção de ativos. De acordo a orientação do fabricante.

4

HIDRATAÇÃO ANTIOXIDANTE

Aplique **Sérum Vitamina C 20** na face, seguido de uma massagem até completa absorção. Não remova.

DICA: Face - 4 a 6 gotas por aplicação. Face, pescoço e colo - 8 gotas por aplicação. Utilize Led Âmbar + Laser infravermelho, simultâneos, para estimular a síntese de colágeno. De acordo a orientação do fabricante.

5

REVITALIZAÇÃO ANTIOXIDANTE

Aplique manobras de massagem ativadora com a **Máscara de Massagem de Vitamina C** até completa absorção. Não remover.

6

FINALIZAÇÃO

Finalize com **Filtro Solar Ultra FPS 55 Gel Creme** ou de acordo com o biotipo cutâneo.

FREQUÊNCIA: 04 SESSÕES | 1X POR SEMANA

0800 722 8690

www.dermabr.com.br / redes sociais **dermabr**


ADCOS
PROFISSIONAL