

LIMPEZA DE PELE – ANTIOLEOSIDADE E DESINTOXICANTE

1

Com a pele previamente higienizada. Utilize Led Azul com movimentos de varredura para hidratação de acordo a orientação do fabricante.

2

HIGIENIZAÇÃO

Aplique **Sabonete Glico-Ativo** para uma higienização química e deixe agir por 1 a 3 minutos. Não remova.

3

ESFOLIAÇÃO

Em seguida, aplique **Peeling Tri-Ativo** e realize movimentos circulares. Remova com auxílio de gaze umedecido em água.

4

EXTRAÇÃO

Umedeça bandaletes de algodão com **Solução de Trietanolamina Emoliente** e coloque sobre a face, deixando agir por 15 minutos. Após este tempo, retire as bandaletes e inicie a extração dos comedões.

5

TONIFICAÇÃO

Para assepsia e equilíbrio da pele, aplique, com auxílio de algodão, **Loção Tônica Adstringente**. Não remova.

DICA: Após a aplicação da **Loção Tônica Adstringente**, com a pele seca, use Alta Frequência. Se houver lesões, use Laser Vermelho sobre as lesões inflamadas para biomodelação do processo inflamatório, em seguida, utilize Laser Infravermelho nos linfonodos para ativar a drenagem.

6

REMINERALIZANTE E DETOXIFICANTE

Aplique uma generosa e uniforme camada de **Control Bio Máscara de Argila**. Deixe agir por 15 minutos e remova com algodão umedecido em água.

7

PEELING ANTIOLEOSIDADE

Aplique **Solução Salicílica**. Espalhe e espere agir por 5 minutos. Não remova.

8

FINALIZAÇÃO

Aplique **Filtro Solar FPS 30** em toda face.
