

LIMPEZA DE PELE PRÉ-PEELING – HIDRATANTE E REPARADORA

1

Com a pele previamente higienizada. Utilize Led Azul com movimentos de varredura de acordo a orientação do fabricante.

2

ESFOLIAR

Aplique **Sabonete Glico-Ativo**. Deixe agir por 3 minutos. Esfoliar levemente com gaze. Remova com auxílio de algodão umedecido em água.

3

EXTRAIR

Umedeça bandaletes de algodão com **Solução de Trietanolamina Emoliente** e coloque sobre a face deixando agir por 15 minutos. Em seguida, retire as bandaletes e inicie a extração dos comedões.

4

TONIFICAÇÃO

Para assepsia e equilíbrio da pele, aplique, com auxílio de algodão, **Loção Tônica Adstringente**. Não remova.

DICA: Após a aplicação da **Loção Tônica Adstringente**, com a pele seca, use Alta Frequência. Se houver lesões, use Laser Vermelho sobre as lesões inflamadas para biomodelação do processo inflamatório, em seguida, utilize Laser Infravermelho nos linfonodos para ativar a drenagem.

5

ACALMAR E REFORÇAR A MICROBIOTA CUTANEA

Aplique **Máscara Beta Calm**. Deixe agir por 20 minutos. Não remova e espalhe o excesso até completa absorção.

6

REVITALIZAÇÃO

Aplique **Hyalusérum GF** na face, pescoço e colo seguido de uma massagem até completa absorção. Não remova.

7

FINALIZAÇÃO

Aplique **Filtro Solar Ultra FPS 55 Gel Creme**.
