

LIMPEZA DE PELE ASSOCIADA AO PEELING DE DIAMANTE OU DE CRISTAL – ANTIRRUGAS E HIDRATANTE

1

Com a pele previamente higienizada. Utilize Led Azul com movimentos de varredura de acordo a orientação do fabricante.

2

HIGIENIZAÇÃO

Aplique **Sabonete Glico-Ativo** para uma higienização química. Deixe agir de 3 a 5 minutos. Remova com auxílio de algodão umedecido em água.

3

EXTRAÇÃO

Aplique **Creme Emoliente** deixe agir por 15 minutos. Após este tempo, inicie a extração realizando a técnica de peeling de Cristal ou Diamante de acordo a avaliação a pele.

4

TONIFICAÇÃO

Para assepsia e equilíbrio da pele, aplique, com auxílio de algodão, **Loção Tônica Adstringente**. Não remova.

DICA: Se houver necessidade após a aplicação da **Loção Tônica Adstringente** com a pele seca, use Alta Frequência. Utilize Laser Infravermelho para aumentar a absorção de ativos. Se a pele ficar sensibilizada aplique **Máscara Beta Calm**.

5

HIDRATAÇÃO PREENCHEDORA

Aplique sobre a pele **Hyalusérum GF** e realize pinçamentos até completa absorção.

DICA: Utilize Laser Vermelho para estímulo a energização celular (ATP). Em seguida, utilize led âmbar + laser infravermelho, simultâneos, para estimular a síntese de colágeno.

6

REVITALIZAÇÃO INTENSIVA

Aplique uma camada fina e uniforme da **Máscara Hyalumask GF**, deixar agir por 10 minutos. Não remover.

7

FINALIZAÇÃO

Aplique **Filtro Solar Adcos** de acordo com o biotipo da pele.
