

PROTOCOLO

HYALO PEEL

> Renovador e preenchedor

- 1 DESENGORDURANTE: Aplicar **Neoderm Complex Pré-Peeling Desengordurante**. Não remover.
- 2 RENOVADOR: Aplicar uma camada de **Gluco Peel – Fase 1**, manter por 5 minutos, em seguida reaplicar outra camada manter por mais 15 minutos. Remover com algodão umedecido em água.
- 3 ILUMINADOR: Aplicar uma camada de **Gluco Peel – Fase 2**, manter por 5 minutos, em seguida reaplicar outra camada manter por mais 15 minutos. Remover com algodão umedecido em água.
- 4 DETOXIFICAR: Aplicar **Hidradefense Solution Bruma Hidratante**. Não remover.
- 5 PREENCHIMENTO: Aplique sobre a pele uma camada de **Hyalusérum GF**. Realize pinçamentos até completa absorção. Não remover.

DICA: Nesta fase pode ser empregado as técnicas e equipamento eletro e fototerápicos.

- 6 DRENAGEM LINFÁTICA: Realizar a Drenagem Linfática, utilizando o creme de massagem **Hyalucream GF**. Não remover.
- 7 REVITALIZAÇÃO INTENSIVA: Aplique uma camada fina e uniforme da máscara **Hyalumask GF** deixar agir por 10 minutos. Não remover.
- 8 FINALIZAÇÃO: Aplique **Filtro Solar Adcos** de acordo com o biotipo da pele.

FREQUÊNCIA

4 Sessões | 1x por semana ou conforme avaliação da evolução pelo profissional

