

PROTOCOLO
HYALU MASSAGE
PEELING SKINBOOSTER

FINALIDADE: Revitalização Preenchedora.

1 Com a pele previamente higienizada.

Dica: Utilize Led Azul (promove intensa hidratação da pele). Aplicar de acordo com descrição do fabricante.

2 **ESFOLIAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E ENZIMÁTICA:** aplique **Neoderm Complex Sabonete Glico-Ativo**. Deixe agir por 1 minuto e potencialize com aplicação do **Neoderm Complex Peeling Tri-Ativo**, realizando movimentos circulares. Remova o com auxílio de algodão e gaze umedecido em água.

3 **PEELING RENOVADOR:** Aplique sobre a pele seca **Lumix Peel Peeling Renovador** e deixe sobre a pele 10 minutos. Não remova.

4 **PEELING ILUMINADOR:** Aplique sobre a pele **Lumix Peel Peeling Iluminador** e deixe agir por 10 minutos. Remova.

5 **MASSAGEM LIFTING:** Aplique o Creme de **Massagem HYALUCEAM GF** e realize movimentos de massagem lifting por 10 a 15 minutos.

Dica: A massagem pode ser feita com o uso de acessórios estéticos faciais que potencialize o efeito lifting imediato e extensível ao colo e pescoço.

6 **PREENCHEDOR:** Aplique sobre a pele o **Reti Impact Sérum Tri- Filler** e realize pinçamentos até completa absorção.

7 **FINALIZAÇÃO:** Aplique **Filtro Solar Adcos** de acordo com o Biotipo da pele.



FREQUÊNCIA

4 sessões | 1 vez por semana

